

Технические характеристики

Модель		N ₂ 400	N ₂ 800	N ₂ 1000	ZN ₂ 400	ZN ₂ 800	ZN ₂ 1000
Общая информация							
Производительность л/мин (при содержании O ₂)	≤ 100 ppm	0,4	0,8	1,0	0,4	0,8	1,0
	≤ 5 ppm	0,8	1,6	1,8	0,8	1,6	1,8
Модуль каталитического окисления у/в		Отсутствует			Да, углеводороды ≤ 0,05 ppm		
Давление азота на выходе, бар		5,5					
Диапазон давления воздуха на входе, бар		6 - 8					
Время выхода на рабочий режим, час		1					
Точка росы, °С		- 60					
Световая индикация состояний		«Готов» «Ожидание», «Прогрев», «Ошибка», «Выкл»					
Взвешенные частицы		≤ 0,01 мкм					
Размеры (Ш*В*Г) см		27*47*38					
Масса, кг		35		35,5	37		37,5
Потребляемая мощность, Вт		40			240		
Напряжение, В		220 – 240					
Штуцер ввода воздуха		G 1/4" (BSP) мама					
Штуцер вывода азота		G 1/4" (BSP) мама					
Коммуникационный порт RS232 - USB		Да					
Температурные условия, °С		5 – 35 (влажность до 80% при 25°С)					
Уровень шума, дБ		≤ 25					
Класс защиты IP		IP20					