

Технические характеристики

Модель	DEIMOS UZA 1	DEIMOS UZA 3	DEIMOS UZA 6	DEIMOS UZA 10	DEIMOS UZA 20	DEIMOS UZA 35	DEIMOS UZA 50
<i>Общая информация</i>							
Производительность л/мин	1,5	3	6	10	20	35	50
Содержание СО	≤ 0,05 ppm						
Содержание углеводов	≤ 0,05 ppm						
Давление воздуха на выходе, бар	6						
Точка росы, °С	< -50						
Взвешенные частицы	< 0,01 мкм						
Сенсорный дисплей	Да						
Температурные условия, °С	5 – 25 (влажность до 80% при 25°С)						
Уровень шума, дБ	50			52			
Размеры (Ш*В*Г) см	47,5*66,2*65			47,5*66,2*79			
Масса, кг	58			75			121
Потребляемая мощность, ВА	655			1130		1980	
Напряжение, В	220 – 240 (50-60Гц)						
Штуцер вывода нулевого воздух	G 1/4" (BSP) мама						
Удаленное управление через USB порт	Да						